

NOSOFAST TB[®]

Αφρός απολύμανσης επιφανειών
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού



Το NOSOFAST TB είναι ένας απορρυπαντικός και απολυμαντικός αφρός με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα. Η σύνθεσή του χωρίς αλκοόλ είναι ιδανική για την γρήγορη απολύμανση των ευαίσθητων επιφανειών όπως θερμοκοιτίδες, οθόνες, plexiglass και κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, φορεία, πάγκοι εργασίας, μηχανήματα και ιατροτεχνολογικές συσκευές, κλπ...).

Το NOSOFAST TB συνδυάζει εξαιρετικές ιδιότητες απολύμανσης και καθαρισμού για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών. Δεν αφήνει ίχνη αφού στεγνώσει. Είναι άοσμο και δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό.

Ιδιότητες

- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus,...)
- Ενεργεί μετά από 2 λεπτά
- Δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό
- Δεν αφήνει υπολείμματα μετά το στέγνωμα
- Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεϋδες, χλώριο, ή EDTA

Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus MRSA* Enterococcus hirae	30 Δευτ.
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Aspergillus Brasiliensis	30 Δευτ.
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 Λεπτά
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Ανατληρ. M. tuberculosis)	15 Λεπτά
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	15 Λεπτά

* Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ανθεκτικά βακτήρια όπως MRSA, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, κλπ)

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa

Το NOSOFAST TB παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευείτε το www.medalkan.gr

MEDALKAN - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΕ - Μιχαλακοπούλου 102, 115-28 Αθήνα - Τηλ: 210-7484847 - Fax: 210-7772009 - www.medalkan.gr - contact@medalkan.gr



Συσκευασίες

- Φιάλη ενός λίτρου με σπρέι (Κωδ. 20042)
- Δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20043)

Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές διάλυμα
- Πυκνότητα: 0.97 g/cm³ στους 20°C
- pH: 9.0-9.5 στους 20°C
- Οσμή: Ουδέτερη
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε το NOSOFAST TB ομοιόμορφα απευθείας στην επιφάνεια προς απολύμανση. Αφήστε το προϊόν να δράσει ανάλογα με το επιθυμητό φάσμα δράσης και σκουπίστε το με ένα χαρτί μιας χρήσης. Μη ξεπλύνετε εκτός εάν η επιφάνεια πρόκειται να έρθει σε επαφή με βλεννογόνους.

Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Αποθηκεύστε μεταξύ +5°C και +35°C.

Συστατικά

N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, μη ιονικά τασιενεργά <5%, αναστολέας διάβρωσης, ρυθμιστές pH, έκδοχα.



Medalkan
HYGIENE & DISINFECTION