

NOSOSEPT® 100

Ευρέως φάσματος απολυμαντικό
επιφανειών ταχείας δράσης



Το NOSOSEPT 100 είναι ένα απολυμαντικό ταχείας δράσης και ευρέως φάσματος που εφαρμόζεται με ψεκασμό για την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά από κάθε συνεδρία.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης ανάμεσα σε ασθενείς. Συνιστάται για την απολύμανση των επιφανειών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (κρεβάτια, φορεία, πάγκοι εργασίας, μηχανήματα και ιατροτεχνολογικές συσκευές, κλπ...) που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.

Έχει άριστες απολυμαντικές ιδιότητες και δεν αφήνει ίχνη αφού στεγνώσει. Το NOSOSEPT 100 έχει ήπια οσμή και δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό.

Ιδιότητες

- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus, Rotavirus...)
- Ενεργεί μετά από 30 δευτερόλεπτα
- Δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό
- Δεν αφήνει υπολείμματα μετά το στέγνωμα
- Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες, χλωρίο, ή EDTA

Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	30 δευτ.
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis (Fungicidal)	30 δευτ. 5 Λεπτά
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus Rotavirus (EN 14476)	30 δευτ.
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terraе (Ανατλήρ. M. tuberculosis)	3 Λεπτά
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terraе Mycobacterium Avium	3 Λεπτά

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa

Το NOSOSEPT 100 παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευτείτε το www.medalkan.gr

MEDALKAN - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΕ - Μιχαλακοπούλου 102, 115-28 Αθήνα - Τηλ: 210-7484847 - Fax: 210-7772009 - www.medalkan.gr - contact@medalkan.gr



Συσκευασίες

- Φιάλη ενός λίτρου με σπρέι . (Κωδ. 20003)
- Δοχείο 5 λίτρων. (Κωδ. 20004)

Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές διάλυμα
- Πυκνότητα: 0.97 g/cm³ στους 20°C
- pH: 9.0-9.6 στους 20°C
- Οσμή: Ήπια (αλκοόλη)
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε ομοιόμορφα το NOSOSEPT 100 απευθείας στην επιφάνεια προς απολύμανση. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και σκουπίστε το. Αφήστε το να στεγνώσει χωρίς ξέβγαλμα.

Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Αποθηκεύστε μεταξύ +5°C και +35°C.

Συστατικά

Ισοπροπυλική αλκοόλη, χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου, N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, έκδοχα.



Medalkan
HYGIENE & DISINFECTION