

# NOSOMATIC SK1®

## Détergent alcalin pour lave-bassins

NOSOMATIC SK1 est un détergent alcalin hautement concentré spécialement formulé pour le nettoyage automatisé des bassins de lit, des bouteilles d'urine, de la verrerie, des pots d'aisance et autres ustensiles.

NOSOMATIC SK1 dissout et élimine les résidus organiques tenaces tels que l'urine et les excréments humains tout en maintenant propres les surfaces internes des laveurs.

Non moussant, il est parfaitement adapté aux laveurs automatiques. Formulé avec de puissants inhibiteurs de corrosion, NOSOMATIC SK1 protège les bouteilles en verre, l'acier inoxydable, les bassins et autres contenants spécifiques, de la corrosion et de la décoloration.

### Propriétés

- Excellente efficacité détergente grâce à la combinaison spécifique d'agents alcalins et séquestrants
- Peut être utilisé en eau douce ou dure
- Ne mousse pas
- Protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Approprié aux ustensils thermosensibles et thermorésistants
- Maintient les parois internes des laveurs parfaitement propres

### Composition

Agents séquestrants, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH

### Instructions d'utilisation

Régler le laveur pour une dilution comprise entre 0,1 % (1 ml/l) et 0,3 % (3 ml/l). Le dosage s'effectue via l'interface du laveur. Suivre les instructions du fabricant du laveur. Toujours adapter le dosage et le temps de contact en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Pour de meilleurs résultats, l'utilisation d'eau déminéralisée est conseillée.

L'utilisation de **NOSOMATIC SK2, détartrant acide et produit de rinçage**, est fortement recommandée pendant le cycle de rinçage pour compléter le traitement.

### Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I

Afin d'obtenir des résultats optimaux et assurer une compatibilité totale entre les produits, MEDALKAN recommande l'utilisation de sa ligne complète spécialement formulée pour chaque étape:

- NOSOMATIC SK1 pour un nettoyage performant en toute sécurité
- NOSOMATIC SK2 pour l'élimination du calcaire, une finition impeccable et un séchage rapide



### Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20080)
- Bidon de 10 litres (Ref. 20081)

### Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 1.2 g/cm<sup>3</sup> à 20°C
- pH: 11.00 à 20°C
- pH (1% dans eau désionisée): 10.70-11.00 à 20°C
- Viscosité: <50 mPas à 20°C
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 Ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

### Compatibilité

NOSOMATIC SK1 est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

La compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être vérifiée avant usage.

Réservé à un usage professionnel. Refermer hermétiquement après utilisation. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Stocker entre + 5°C et + 35°C.

NOSOMATIC SK1 est fabriqué dans l'UE.

**MEDALKAN** satisfait au système de management de la qualité ISO 9001:2015 et aux exigences de la norme ISO 13485:2016 pour la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.



Pour plus d'informations, veuillez visiter [www.medalkan.fr](http://www.medalkan.fr)

MEDALKAN - 102, Rue Michalakopoulou, 11528 Athènes - Grèce - Tel.: (+30) 210-7484847 - Fax: (+30) 210-7772009 - [www.medalkan.fr](http://www.medalkan.fr) - [contact@medalkan.gr](mailto:contact@medalkan.gr)